

Actividad: Las esporas de los hongos

Materiales: Necesitamos ejemplares de hongos (ej. champiñón), una lupa, una cartulina, un vaso.



Desarrollo:

1. En una cartulina, recorta un círculo que sea lo suficientemente grande para que pase el pie de la seta.
2. Introduce la seta por el círculo de modo que queden las laminillas en contacto con la cartulina.
3. Llena el vaso con agua y pon sobre él la cartulina con la seta, cuidando que el agua llegue hasta el pie de la seta.
4. Déjala en un lugar cálido y oscuro varios días.
5. Observar a la lupa las esporas que se han depositado sobre la cartulina.
6. Dibuja el proceso y las esporas.

